


“耐敷吉”

膠原蛋白傷口敷料

COLLAGEN WOUND DRESSING



衛部醫器製字第004686號

產品功能

A

吸收滲液，
維持傷口
濕潤環境


B

提供傷口
一個修復
的環境與
空間

C

避免傷口
過於乾燥

產品優勢



1

吸收傷口滲液，
保持傷口濕潤環境

2

良好的生物可分解特性，
減少更換頻率及傷口傷害

3

低過敏反應

4

可應用於潰瘍、褥瘡、創傷、
淺層燒燙傷或手術傷口等

5

多孔結構透氣性佳

6

生物相容性佳，
為人體可吸收

• What

什麼是「耐敷吉」膠原蛋白傷口敷料？

「耐敷吉」膠原蛋白傷口敷料是由高純度膠原蛋白所組成，為可提供傷口敷蓋與修復，加速傷口癒合之敷料。

• When

何時使用膠原蛋白傷口敷料？ 何時更換？如何更換呢？

敷料適用於創傷、潰瘍、淺層燒燙傷、手術傷口...等。更換頻率視滲出液情況，當膠原蛋白被吸收後，傷口尚未癒合時，再敷上新的敷料。需移除敷料時，以生理食鹽水輕輕沖洗傷口，直到敷料脫離傷口後即可。

• HOW

如何使用膠原蛋白傷口敷料？



01

使用前
清潔傷口



02

取出敷料覆蓋
或塞入傷口內



03

以適合敷材
覆蓋並固定

五大特性

啟動傷口修補的機制



萃取之
豬真皮



高純度膠原
蛋白萃取技術



經過 γ 射線
滅菌處理



為單次使用
之敷料



第 I 型膠原
蛋白所組成

傷・口・守・護・者
COLLAGEN WOUND DRESSING

LIFE FUSION INC.

“耐敷吉”

膠原蛋白傷口敷料

COLLAGEN WOUND DRESSING

● 適用範圍



各式創傷
手術傷口



淺層
燒燙傷



慢性傷口
潰瘍、褥瘡

● 產品規格

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 20x20x2mm | 3. 30x90x2mm |
| 2. 30x35x2mm | 4. 60x60x2mm |

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照醫生指示使用

LIFE FUSION INC.

+886-6-5050356 www.lifefusion.com.tw
+886-6-5050357 sale@lifefusion.com.tw
74147 台南市新市區南科二路9號3樓



南市衛醫器廣字第1130100007號