




膠蓋站使用 CT II 膠原蛋白，為最新生醫技術，以特殊多段功法及低溫製程，從雞胸軟骨萃取出高濃度非變性第二型膠原蛋白，完整保持原有天然三股螺旋結構及生物活性，達到調節身體機能。



## 產品特色



-特殊多段功法及低溫製程 Special operation and low temperature process



-保有天然三股螺旋結構 Natural triple helix structure



-高純度、高濃度 High concentration High purity

## 適用族群



-銀髮族群-




-運動族群-



-長時間使用關節者-



-行動卡卡族群-



## 主成分 CT II 非變性二型膠原蛋白

**產品規格** 每顆含足量 CT II 非變性二型膠原蛋白 40mg

**食用方式** 每日一顆，建議空腹食用為佳

**內容物** 每盒 60 顆，每顆 350mg ± 5%

**包裝** 膠囊/盒裝